H1

PRODUCT MANUAL 浦澜医用隔离(眼罩)护目镜

防喷溅 / 防唾沫 / 防冲击 / 防风沙 /可佩带近视眼镜



H1 产品介绍

【产品名称】浦澜H1医用隔离眼罩

【款式】防雾全封闭式

【颜色】透明

【型号】H1

【毛量】67g / 个

【装箱】100个/箱

【箱重】7.8kg / 箱

【尺寸】45cm*36cm*22cm/箱子





▶1 产品介绍



弧形镜框设计

弧形设计更好的贴合皮 肤, 适合各种脸型

-Impact Protective Goggles-



宽型织带

松紧可随意调节, 织带 弹力好, 佩戴舒适

-Impact Protective Goggles-

柔软鼻夹

鼻夹减轻鼻梁负担, 佩戴舒 适的同时, 不易滑落

-Impact Protective Goggles-



可配近视镜

可与眼镜一同佩戴, 生活 更方便, 适合多种环境使用

-Impact Protective Goggles-



H₁

经营资质

			出厂检验	报告			CCJY-01	
	产品名称		2020.02.20		格型号	PL	PL-H1 PL-H1/202002-003	
生产日期生产效量		NI 3a			品批号	PL-H1/2		
		es.			抽样数量		>00 pes	
检验	依据: 医	用隔离银罩产。					-	
序号	检测 项目		标准要求 检测结果		结果判定			
1	外 莪	2.1.1 产品表面应洁净, 无易伤及人体的尖角、毛刺和飞边。			符点		左接	
		2.1.2 产品色泽应均匀,同批产品无明显色差。			特点	2	左脑	
		2.1.3 产品应无明显刮伤、划痕、气 拖、夹杂、穿孔或破裂等缺陷。			日本		春桂	
	規格	项目 标称值			ķ15			
2			镜片长度, 148mm ±2		\$ 鬼		/s the	
-		镜片宽度, 68mm ±2 鏡片厚度, 1.5mm ±10%		_	15 B		to the	
		总质量, 17g		_	特点		在地	
3	结构要求	2.3.1产品应按照经规定程序批准的 图样和技术文件制造:		特点		后施		
		2.3.2 产品的零部件应齐全完整,连 接可靠,紧固件应无松均成股落,运 动件应运动、灵活方便。			好 怎		后起	
		2.3.3 产品的扣栓应方便于镜片的安 装与拆卸。			将左		为格	
检验结论		超 独 在 梳						



中华人民共和国 PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 医疗器械产品出口销售证明 CERTIFICATE FOR EXPORTATION OF MEDICAL PRODUCTS

证书编号:苏徐食药监城出 20200003 号 Certificate NO.: Su Xu food and drug Administration Export 20200003

产品名称: 医用隔离眼罩 Product(s): Medical goggles

规格型号: PL-H1 Model: PL-H1

产品注册或备案凭证号: 苏徐械备 20200010 号 Registration certificate(s):苏徐械备 20200010 号

生产企业:徐州浦澜医疗科技有限公司 Manufacturer: Xuzhou Pulan Medical Technology Co., Ltd

生产企业住所:徐州市铜山区棠珠镇美庄村七组南湖东侧 2 号楼 2 层 2 区 Address of manufacturer: Room 202, Building NO.2, east side of Nanhu, group 7, Xuezhuang village, Tangzhang Town, Tongshan District, Xuzhou City

生产许可或备案凭证号: 苏徐食药监械生产备 20190006 号 Manufacturing, License(s): 苏徐食药监械生产备 20190006 号

兹证明上述产品已准许在中国生产和销售。 This is to certify that the above products have been registered to be manufactured and sold in China.

证明有效日期至: 2022年03月18日 This certification valid until:2022-03-18

备注: / Remark: /



H1 经营资质





H1 经营资质

第一类医疗器械备案信息表

备案号: 苏徐槭备 20200010 号

备案人名称	徐州鴻瀾医疗科技有限公司
各案人组织机构 代码	91320312564300965A
各案人注册地址	输州市铜山区棠张镇学庄村七组南溯东侧2号楼2层2区
生产地址	徐州市侗山区業张镇学庄村七组南湖东侧 2 号楼 2 层 2 区
产品名称	医用隔离眼罩
型号/规格	PL-Hi.
产品描述。	由离分子材料制成的防护罩和固定装置组成。非无窗提供,一次性使用。
预期用途	用于医疗机构中检查治疗时起防护作用。阻隔体液、血液飞溅或波溅。
备注	
各案单位 和日期	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
变更情况	为7份决策专用早

第一类医疗器械备案凭证

徐州浦澜医疗科技有限公司:

根据相关法规要求,对你单位第一类医疗器械备案: 医用隔 离眼罩予以备案,备案号: 苏徐械备 20200010 号。



江苏省第一类医疗器械生产备案凭证

V 2 PAGE	徐州浦澜医疗科 铜山区紫张镇学庄村七	AND STREET OF STREET				
V 2 PAGE	铜山区棠张镇学庄村七					
Was Parkets	徐州市铜山区紫张镇学庄村七组南湖东衡2号楼2层2区					
徐州市	组南湖东侧2号楼:	2层2区				
段海洋	企业负责人	段海洋				
221000	联系电话	15298764321				
I 类:15-02-诊疗台,14-14-医护人员防护用品						
产品名称	产品备案号	是否 受托生产	备注			
医用诊疗床	苏徐城备20190065 号	否				
医用隔离眼罩	苏徐城备20200010 号	否				
以下空白						
2020 年 02 月 13 日, 增加生产品种 由 医用诊疗床 变更为 医用诊疗尿 医用隔离眼罩 2020 年 02 月 13 日, 生产范围 由 【 类, 15-02-诊疗台, 22 声, 大类; 1 02-诊疗台, 14-14-医护人员助护局属						
	段海洋 221000 [1: 产品名称 医用诊疗床 医用隔离眼罩	改海洋	221000 联系电话 1529876 [美:15-02-诊疗台、14-14-医护人员助护用产品名称 产品各案号 发托生产 发用诊疗床 苏徐聚条20190065 否 医用隔离眼罩 苏徐聚条20200010 否 以下空白			

H1 |||

谢谢您的观看