

## Disposable Surgical Gown

### 1. Description

Disposable Surgical Gowns are critical items of protective clothing suitable for Operation Room, medical clinics, hospital ward, inspection rooms, laboratories, ICU and CDC sites for important isolation of virus damage.

At Joinkona Medical Company, there is a wide selection of disposable surgical gowns made of SMMS that will certainly serve to protect medical staffs in situations where there are exposure concerns.

### 2. Advantages to wearing disposable Surgical Gown

#### Raw Material:

**Weight:** 35g/M<sup>2</sup> or 45g/M<sup>2</sup> SMMS Non-woven Fabrics.

**SMMS Performance:** Fluid Proof and Anti-Static or Fluid Proof and Anti-Static and Anti-Alcohol and Anti-Blood(AS&AR)

In the healthcare profession, disposable surgical gown play a crucial role in asepsis by reducing the transfer of bacteria from the skin of the medical staff to the air and protect medical staff in operation room. Besides, It will also protect staff members from blood, urine, saline, or other chemicals and bodily fluids during surgical procedures.

#### Comfortable, Lightweight and Breathable

They are breathable allowing the wearer to be insulated and not overheat.


### 3. Specifications and Features

#### Style

One piece of Disposable Surgical Gown

#### Features


- Single use
- Secure protection ( ultrasonic technology )
- Anti-fluid, Anti-alcohol, Anti-blood , Anti-static
- Durable
- Comfortable, Lightweight and Breathable
- Tear-resistant
- Flame retardant



**Certificate**

- CE
- FDA
- ISO 13485
- EN13795

**Standard Surgical Gown**



**Reinforced Surgical Gown**



<b>Surgical Gown Size</b>							<b>Unit:cm</b>
<b>Size</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>	<b>XXXL</b>	<b>Tolerance</b>
<b>A</b>	110	115	127	135	140	145	±2
<b>B</b>	140	145	150	150	155	160	±2

**4. Workmanship Details**

1, Ultrasonic technology in arm and sleeve.

2, Sleeve with cuff.

3, Four belts with belt card .

4, comfortable for collar with soft white spunlace.

**5. Products Package:**

1PC/Sterile Pouch

**35gsm SMMS Standard Surgical Gown and Reinforced Surgical Gown**

Products Name	Size	Carton Size	Qty/Carton (pcs)
Standard Surgical Gown	S	50x40x45cm	50
Standard Surgical Gown	M	50x40x45cm	50
Standard Surgical Gown	L	50x40x45cm	50
Standard Surgical Gown	XL	50x40x45cm	50
Standard Surgical Gown	2XL	50x40x45cm	50
Standard Surgical Gown	3XL	50x40x45cm	50
Reinforced Surgical Gown	S	50x40x45cm	50
Reinforced Surgical Gown	M	50x40x45cm	50
Reinforced Surgical Gown	L	50x40x45cm	50
Reinforced Surgical Gown	XL	50x40x45cm	50
Reinforced Surgical Gown	2XL	50x40x45cm	50
Reinforced Surgical Gown	3XL	50x40x45cm	50

**45gsm SMMS Standard Surgical Gown and Reinforced Surgical Gown**

Products Name	Size	Carton Size	Qty/Carton (pcs)
Standard Surgical Gown	S	50x40x45cm	40
Standard Surgical Gown	M	50x40x45cm	40
Standard Surgical Gown	L	50x40x45cm	40
Standard Surgical Gown	XL	50x40x45cm	40
Standard Surgical Gown	2XL	50x40x45cm	40
Standard Surgical Gown	3XL	50x40x45cm	40
Reinforced Surgical Gown	S	50x40x45cm	40
Reinforced Surgical Gown	M	50x40x45cm	40
Reinforced Surgical Gown	L	50x40x45cm	40
Reinforced Surgical Gown	XL	50x40x45cm	40
Reinforced Surgical Gown	2XL	50x40x45cm	40
Reinforced Surgical Gown	3XL	50x40x45cm	40

















上吸烟  
Smoking

灭菌周转区  
Sterile Transfer Area





Product Service

## EC Certificate

### Production Quality Assurance System

Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex V  
(Devices in class I in sterile conditions, sterilised systems or procedure packs)

No. G2S 18 01 83528 008

**Manufacturer:** Henan JoinKona Medical Products Stock Co., Ltd.

Xinxing Road  
The South of Industry District  
LuShan County  
467300 PingDingShan, Henan Province  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



**EC-Representative:** Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffestraße 80  
20537 Hamburg  
GERMANY

**Product Category(ies):** Surgical Set, Surgical Gown,  
Surgical Drape, Tube Cover,  
Liquid Collection Pouch, Protective Coverall,  
Warm Blanket and Surgical Hood

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system for manufacture in accordance with MDD Annex V. This quality assurance system covers those aspects of manufacture concerned with securing and maintaining sterile conditions of the respective devices / device categories and conforms to the requirements of this Directive. It is subject to periodical surveillance. See also notes overleaf.

**Report No.:** SH18783EXT01

**Valid from:** 2018-04-23  
**Valid until:** 2023-04-22

Date, 2018-02-15

Stefan Preiß



TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123

Page 1 of 2



Product Service

**EC Certificate**

**Production Quality Assurance System**

Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex V  
(Devices in class I in sterile conditions, sterilised systems or procedure packs)

No. G2S 18 01 83528 008

Facility(ies):

Henan JoinKona Medical Products Stock Co., Ltd.  
Xinxing Road, The South of Industry District,  
LuShan County, 467300 PingDingShan, Henan  
Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



## Fiscal Year 2020

# CERTIFICATION OF REGISTRATION

This certifies that:

**HENAN JOINKONA MEDICAL PRODUCTS STOCK CO.,LTD**

**Xinxing Road, The South of Industry District, Lushan County,  
Pingdingshan, HENAN, 467300, CHINA**

has completed the FDA Establishment Registration and Device Listing with the US Food & Drug Administration, through

**Shenzhen CTB Testing Technology Co., Ltd.**

**Owner/Operator Number: 10062713**

**Device Listing#: See annex**

*CTB will confirm that such registration remains effective upon request and presentation of this certificate until the end of the calendar year stated above, unless said registration is terminated after issuance of this certificate. CTB makes no other representations or warranties, nor does this certificate make any representations or warranties to any person or entity other than the named certificate holder, for whose sole benefit it is issued. This certificate does not denote endorsement or approval of the certificate-holder's device or establishment by the U.S. Food and Drug Administration. CTB assumes no liability to any person or entity in connection with the foregoing.*

*Pursuant to 21 CFR 807.39, "Registration of a device establishment or assignment of a registration number does not in any way denote approval of the establishment or its products. Any representation that creates an impression of official approval because of registration or possession of a registration number is misleading and constitutes misbranding." The U.S. Food and Drug Administration does not issue a certificate of registration, nor does the U.S. Food and Drug Administration recognize a certificate of registration, CTB is not affiliated with the U.S. Food and Drug Administration.*

**CTB** **FDA**



Chief engineer

Issued: March 4, 2020

Expiration Date: December 31, 2020



## Fiscal Year 2020

# CERTIFICATION OF REGISTRATION

Annex to Device Listing# for Owner/Operator Number: 10062713

<b>Listing No.</b>	<b>Code</b>	<b>Device Name</b>	<b>Proprietary Names</b>	<b>Activities</b>
D373299	MDM	INSTRUMENT, MANUAL, SURGICAL, GENERAL USE	FEMALE SS 3.5MM PELLET INSERTION TRAY	
D373300	KDD	Kit, surgical instrument, disposable	Surgical Set	
D373303	FYE	DRESS, SURGICAL	Surgical Gown	Manufacturer Contract
D373304	KME	BEDDING, DISPOSABLE, MEDICAL	Surgical Drape	Manufacturer Contract Sterilizer Repackager/Relabeler
D373305	FMW	COVER, MATTRESS (MEDICAL PURPOSES)	Tube Cover	Remanufacturer Foreign Exporter
D373306	KET	FILTERS, CELL COLLECTION, TISSUE PROCESSING	Liquid Collection Pouch	
D373307	FXZ	HELMET, SURGICAL	Warm Blanket and Surgical Hood	

**NOT END OF THE ANNEX**



## Fiscal Year 2020

# CERTIFICATION OF REGISTRATION

Annex to Device Listing# for Owner/Operator Number: 10062713

<b>Listing No.</b>	<b>Code</b>	<b>Device Name</b>	<b>Proprietary Names</b>	<b>Activities</b>
D373308	OEA	Non-surgical isolation gown	Isolation Gown	Manufacturer Contract
D373309	KPY	Shield, protective, personnel	Protective Coverall	Manufacturer Contract Sterilizer Repackager/Relabeler
D373310	IMD	PACK, HOT OR COLD, DISPOSABLE	Dressing Pack	Remanufacturer Foreign Exporter

**END OF THE ANNEX**



Chief engineer

Issued: March 4, 2020

Expiration Date: December 31, 2020



## Product Services

## Certificate

No. Q8 083528 0011 Rev. 00

**Holder of Certificate:** Henan JoinKona Medical Products Stock Co., Ltd.

Xinxing Road  
The South of Industry District  
LuShan County  
467300 PingDingShan, Henan Province  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**Facility(ies):**

**Henan JoinKona Medical Products Stock Co., Ltd.**  
Xinxing Road, The South of Industry District, LuShan County,  
467300 PingDingShan, Henan Province, PEOPLE'S REPUBLIC  
OF CHINA

### **Certification Mark:**



#### **Scope of Certificate:**

## ETO Sterilization for Medical Device

**Applied Standard(s):**

EN ISO 13485:2016  
Medical devices - Quality management systems -  
Requirements for regulatory purposes  
(ISO 13485:2016)  
DIN EN ISO 13485:2016

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). See also notes overleaf.

**Report No.:** SH1978307

**Valid from:** 2019-04-01  
**Valid until:** 2022-03-31

Date: 2019-04-01

J. Pennip

Stefan Preiß

## **Supplement to Quality System Certificate**

No. SUP 083528 0012 Rev. 00

This supplement is only valid in conjunction with the main certificate:

**Certificate Holder:** Henan JoinKona Medical Products Stock Co., Ltd.  
Xinxing Road  
The South of Industry District  
LuShan County  
467300 PingDingShan, Henan Province  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**Facility(ies):** Henan JoinKona Medical Products Stock Co., Ltd.  
Xinxing Road, The South of Industry District, LuShan County,  
467300 PingDingShan, Henan Province, PEOPLE'S  
REPUBLIC OF CHINA.

The quality system certified as stated in the main certificate additionally fulfills the applicable requirements of

EN ISO 11135:2014 "Sterilization of health-care products - Ethylene oxide - Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 11135:2014)"

Audit Report: SH1978307

Dated: 2019-02-20

The assessment was performed by auditors authorized under TÜV SÜD Product Service GmbH procedures. The audit team included an auditor authorized for sterilization

Valid from: 2019-04-01

J. Purnell

Stefan Preiß



统一社会信用代码

914104005817407352

# 营业 执 照



扫描二维码登录‘国  
家企业信用公示系  
统’了解更多登记、  
备案、许可信息。

名 称 河南洁利康医疗用品有限公司

注 册 资 本 贰仟伍佰万圆整

类 型 其他有限责任公司

成 立 日 期 2011年09月06日

法 定 代 表 人 柯锐

营 业 期 限 长期

经 营 范 围

医疗器械第II类: 6864医用卫生及敷料生  
产、销售及进出口业务(不包括进口商品的  
分销业务)。

(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后  
方可开展经营活动)

住 所 鲁山县产业集聚区南区新兴路



登记机关

2019年04月15日

# 医疗器械生产许可证

许可证编号：豫食药监械生产许20150081号

企业名称：河南洁利康医疗用品有限公司

生产地址：鲁山县产业集聚区南区新兴路

法定代表人：柯锐

生产范围：原分类目录：Ⅱ类：6864医用卫生材料及敷料。※

企业负责人：柯锐

住 所：鲁山县产业集聚区南区新兴路

发证部门：河南省药品监督管理局

有效期限：至 2023 年 01 月 26 日

发证日期：2019 年 09 月 18 日



## 对外贸易经营者备案登记表

统一社会信用代码: 914104005817407352

备案登记表编号: 03015012

进出口企业代码: \_\_\_\_\_

经营者中文名称	河南洁利康医疗用品有限公司		
经营者英文名称	Henan Joinkona Medical Products Stock Co.,Ltd		
组织机构代码	_____	经营者类型 (由备案登记机关填写)	其他有限责任公司
住所	鲁山县产业集聚区南区新兴路		
经营场所(中文)	鲁山县产业集聚区南区新兴路		
经营场所(英文)	Xinxing Road , Sounth of Industry Districtm Lushan County, Pingdingshan, Henan		
联系电话	0375-5614666	联系传真	0375-5614766
邮政编码	467300	电子邮箱	gary@joinkona.com
工商登记注册日期	2011-9-5	工商登记注册号	_____

依法办理工商登记的企业还须填写以下内容

企业法定代表人姓名	柯锐	有效证件号	420683197501121577
注册资本	肆仟伍佰万元	(折美元)	

依法办理工商登记的外国(地区)企业或个体工商户(独资经营者)还须填写以下内容

企业法定代表人/个体工商负责人姓名	_____	有效证件号	_____
企业资产/个人财产	(折美元)		

备注	医疗器械第II类: 6864医用卫生及敷料(医疗器械生产许可证有效期限至2018年5月26日)	
----	---	--

填表前请认真阅读背面的条款，并由企业法定代表人或个体工商负责人签字、盖章。



QG07

中华人民共和国海关  
报关单位注册登记证书

重 要 提 示

报关单位应当在每年6月30日前向海关提交《报关单位注册信息年度报告》，不再另行通知。

海关注册编码： 4104960199  
组织机构代码： 581740735  
企 业 名 称： 河南洁利康医疗用品有限公司

企 业 住 所： 鲁山县产业集聚区南区新兴路

企业经营类别： 进出口货物收发货人  
注册登记日期： 2012年9月11日  
法定代表人： 柯锐  
有 效 期： 长期



中华人民共和国海关总署监制

# 出入境检验检疫企业备案表

编 号：18040311251500000381

备案类别： 进出口企业 代理报检企业 快件运营企业 备案号码：4101601351

企业名称	中文	河南洁利康医疗用品有限公司	
	英文	HENAN JOINKONA MEDICAL PRODUCTS STOCK CO., LTD	
住 所	河南省平顶山市鲁山县产业集聚区南区新兴路		
经营场所	河南省平顶山市鲁山县产业集聚区南区新兴路		
企业性质	私营企业	企业类别	有自营权的生产企业
统一社会信用代码	914104005817407352	营业执照号	410423000009340
组织机构代码	581740735	行政区划	平顶山市鲁山县
法定代表人/负责人	柯锐	有效证件号	420683*****1577
联系人	徐艳培	联系电话	15638655611
电子邮箱	robin@joinkona.com		

快件运营企业备案还须填写以下内容

快递业务经营许可证号	
经营范围	

报检专用章印模：（另附页）

填表前请认真阅读背面的条款，并由企业法定代表人/负责人签字、盖章。

备案机构(签章)

2018年4月18日



# 医疗器械生产产品登记表

企业名称	河南洁利康医疗用品有限公司
许可证编号	豫食药监械生产许20150081号
许可证有效期限	2019年09月18日至2023年01月26日
生产范围	原分类目录：II类：6864医用卫生材料及敷料。※
生产范围(新分类目录)	

## 生产产品列表

序号	产品名称	注册号	登载日期	备注
1	医用一次性防护服	豫械注准 20172640921	2018-01-27	
2	手术洞巾	豫械注准 20172640920	2018-01-27	
3	一次性使用手术衣	豫械注准 20172640918	2018-01-27	
4	手术单	豫械注准 20172640919	2018-01-27	
5	手术单组合包	豫械注准 20172640922	2018-01-27	
6	一次性使用白内障眼科手术包	豫械注准 20162640627	2018-01-27	
7	一次性使用无菌敷料包	豫械注准 20172640864	2018-01-27	
8	一次性使用介入包	豫械注准 20172640850	2018-01-27	
9	一次性使用剖腹产包	豫械注准 20172640974	2018-01-27	
10	一次性使用无菌手术包	豫械注准 20182640205	2019-09-18	



发证部门（公章）：



# 中华人民共和国 医疗器械注册变更文件

注册证编号：豫械注准 20172640918

产品名称	一次性使用手术衣 
变更内容	注册人名称由“河南洁利康医疗用品股份有限公司”变更为“河南洁利康医疗用品有限公司”。
备 注	本文件与“一次性使用手术衣（注册证编号：豫械注准 20172640918）”注册证共同使用。

审批部门：河南省食品药品监督管理局

批准日期：二〇一八年四月二十四日  
(审批部门盖章)



# 中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：豫械注准 20172640918

注册人名称	河南洁利康医疗用品股份有限公司
注册人住所	鲁山县产业集聚区南区新兴路
生产地址	鲁山县产业集聚区南区新兴路
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	一次性使用手术衣
型号、规格	型号：普通型、加强型；规格：M-S、M、L、XL、XXL；（特殊规格按客户要求）
结构及组成	本产品普通型由非织造布制作而成，加强型在胸前及双袖追加采用淋膜无纺布制作而成。
适用范围	适用于医疗单位手术时使用。
附件	产品技术要求
其他内容	无
备注	无

审批部门：河南省食品药品监督管理局

批准日期：二〇一七年十一月十日

有效期至：二〇二二年十一月九日

(审批部门盖章)



关注英格尔微官网

# 检测报告

报告编号： SHT16110079-01

日期： 2016-12-05

第1页，共2页

以下为测试之样品信息

样品名称	一次性无纺布手术衣		样品编号	T16110079-01		
样品型号	/		样品数量	4 件		
委托单位名称	河南洁利康医疗用品股份有限公司					
委托单位地址	河南省平顶山市鲁山县产业集聚区南区新兴路					
收样日期	2016-10-28	检测周期	2016-10-28 至 2016-12-01			
检测项目	拒水性能、耐静水压					
检测方法	AATCC 42-2013 AATCC 127-2013					
检测结果	参见下一页					

\*\*\*\*\*更多详细信息请查阅下页\*\*\*\*\*

编制

王玉芳

审核

吴涛

(王玉芳)

(吴涛)

签发

(授权签字人：夏飞)





关注英德尔微信平台

# 检 测 报 告

报告编号： SIIT16110079-01

日期： 2016-12-05

第2页，共2页

## 检测结果：

### 1.拒水性能

检测方法:AATCC 42-2013

判定依据:依据客户提供

检测项目	单位	检测结果	限值	单项判定
拒水性能	g	0.4	≤1.0	符合

### 2.耐静水压

检测方法:AATCC 127-2013

判定依据:依据客户提供

检测项目	单位	检测结果	限值	单项判定
耐静水压	cmH <sub>2</sub> O	65.2	≥50	符合

样品照片



\*\*\*报告结束\*\*\*

备注:样品由客户提供,此报告检测结果仅对来样负责。

该检测数据仅供测试研究用参考,不作为社会公正性数据。



关注英格尔检测平台

# TEST REPORT

Report No.: SHT16110079-01E

Date: 2016-12-05

Page 1 of 2

## The following information of testing sample

Sample Name	Disposable Surgical Gown	Sample No.	T16110079-01
Sample Type	/	Sample Qty.	4pcs
Applicant	Henan Joinkona Medical Products Stock Co.,Ltd		
Address	Xinxing Road, The South of Industry District, LuShan County, PingDingShan City, Henan Province, China		
Sample Received Date	2016-10-28	Testing period	2016-10-28 to 2016-12-01
Test Items	Water resistance, Hydrostatic pressure test		
Test Method	AATCC 42-2013 AATCC 127-2013		
Test Results	Please refer to next page(s)		

\*\*\*\*\*For more detailed information, please refer to next page(s)\*\*\*\*\*

Redacted by:

王玉芳

(Yufang Wang)

Reviewed by:

吴涛

(Tao Wu)

Approved by:

(Authorized signatory: Fei Xia)





关注英格尔微信公众平台

# TEST REPORT

Report No.:

SIIT16110079-01E

Date:

2016-12-05

Page 2 of 2

## Test Result(s):

### 1. Water resistance

Test Method: AATCC 42-2013

Determinate Standard: According to applicant's requirement

Test Item	Unit	Test Result	Limited Value	Determination
Water resistance	g	0.4	≤1.0	Pass

### 2. Hydrostatic pressure test

Test Method: AATCC 127-2013

Determinate Standard: According to applicant's requirement

Test Item	Unit	Test Result	Limited Value	Determination
Hydrostatic pressure test	cmH <sub>2</sub> O	65.2	≥50	Pass

Sample Photo



\*\*\*The End\*\*\*

Remark: The samples provided by the customer, the report test results are only responsible for samples.

The test data is only used for reference, not as a social justice data.

# 说明书 14x19cm



## 一次性使用手术衣说明书

产品名称：一次性使用手术衣

型号、规格：型号：普通型、加强型；规格：M-S、M、L、XL、XXL；

生产企业：河南洁利康医疗用品有限公司

生产企业地址：鲁山县产业集聚区南区新兴路，邮编：467300

注册企业：河南洁利康医疗用品有限公司

住所：平顶山市鲁山县产业集聚区南区新兴路

售后服务单位：河南洁利康医疗用品有限公司

联系方式：电话：0375-5614666 传真：0375-5614766 质量服务热线：400-0375089

电子信箱：sales@joinkona.com 网址：<http://www.joinkona.com>

生产许可证号：豫食药监械生产许20150081号

注册证编号：豫械注准20172640918

产品技术要求编号：豫械注准20172640918

[产品结构] 本产品普通型由非织造布制作而成，加强型在胸前及双袖追加采用淋膜无纺布制作而成。

[产品性能]

- 1、一次性使用手术衣的规格及尺寸应符合一次性使用手术衣技术要求2.1中表1的要求。
- 2、手术衣的外观应色泽均匀、手感柔软、表面平整、无污渍、无破洞等缺陷。
- 3、袖子缝合处应承受15N拉力，不得出现破损、裂痕、袖子拉脱等现象。
- 4、手术衣用的非织造布应大于等于35 g/m<sup>2</sup>，加强型所使用的淋膜无纺布应大于等于48 g/m<sup>2</sup>。
- 5、手术衣性能中：洁净度、落絮、抗渗水性、胀破强度、拉伸强度、阻微生物穿透应符合YY/T0506.2-2016中表1的要求。
- 6、手术衣经灭菌后无菌。
- 7、手术衣若采用环氧乙烷灭菌，残留量不大于10ug/g。
- 8、一次性使用手术衣对皮肤应无刺激与迟发型超敏反应。

[适用范围] 适用于医疗单位手术时使用。

[使用方法]

- 1、根据需求，选择适宜型号的手术衣；
- 2、打开包装，按无菌操作方式取出手术衣；
- 3、将手术衣按无菌操作方式穿戴在已消毒过的人员身上；
- 4、手术衣使用后请小心置入防扎/防穿孔的容器/袋中，按照当地医院或环保要求销毁。

[禁忌症]

- 1、与本材料过敏者禁用！

[注意事项]

- 1、本产品由手术医师使用。
- 2、本产品为一次性使用，使用后的手术衣已经被污染，接触伤口会引发疾病，所以禁止重复使用。
- 3、禁止二次灭菌。
- 4、本产品有效期三年，超期请勿使用！
- 5、包装破损及超过有效期严禁使用，请勿随意丢弃，按医疗垃圾处理。
- 6、本产品在运输过程中应防晒、防雨淋。

[贮存]：应贮存在相对湿度不超过80%，无腐蚀性气体，阴凉、干燥，通风良好的清洁室内。

[生产日期]：生产批号即生产日期，详见产品最小包装。

[有效期]：三年

说明书编制/修订时间： 2020年01月



一次性使用



环氧乙烷灭菌

说明书14x19cm 80g纸质双色印刷 (Pantone#绿 356C, 黑 Black)

管袋标12\*13cm




■ 2020-03-15

Lot 20200315 生产日期, 失效期, LOT号销售确认后印刷

□ 2025-02

条码打印前请重新生成, 编码规则: EAN-13

外箱标15\*12cm



2020-03-15

20200315 生产日期, 失效期, LOT号销售确认后印刷

2025-02

N.W. :净重

G. W. :毛重

# 国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制(医疗物资保障组)

## 感谢信

河南洁利康医疗用品股份有限公司：

2020年新年伊始，新型冠状病毒肺炎疫情席卷而来，对人民日常生活和经济社会发展造成了极大的影响和冲击。疫情就是命令！在党中央、国务院的坚强领导下，全国上下各条战线紧急动员起来，一场打赢疫情防控的人民战争全面打响。经过艰苦努力，全国特别是湖北和武汉疫情防控形势发生积极向好变化，取得阶段性重要成果。

在这场严峻的斗争中，以医用防护服为代表的医疗物资保障生产企业积极响应国家号召，奋斗在疫情防控的各条战线上，争分夺秒、加班加点，广大企业员工特别是一线生产人员更是牺牲春节与家人团聚的机会投入到繁忙的生产保障中，力争为疫情防控生产多一件、再多一件防护服、隔离衣、手术衣、隔离面罩……每一件防护服、隔离衣都凝聚了广大企业和员工为打赢疫情防控战付出的心血！国标医用防护服日产量从春节前的不足1万件，恢复到春节后的2万件、3万件以至10万件、30万件、50万件，截至3月12日，全国累计送抵湖北武汉的国标医用防护服超700万件。

在打好医疗物资保供战中，你公司识大体、顾大局，自觉服从国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗物资保障组的统筹调配，积极挖掘潜力扩能扩产，努力克服物流不畅等困难抓好原材料供应和生产组织，保质保量完成了国家下达的调拨任务，满足了全国疫情防控需要。期间，你公司完成国家调拨的国标医用防护服达 52.3 万件，为打赢疫情防控战做出了突出贡献。在此，谨向你公司表示诚挚的谢意！希望你公司再接再厉，为争取抗击新冠肺炎疫情全面胜利再创新的佳绩！



抄送：河南省人民政府。

**河南洁利康医疗用品有限公司**

**中国新冠病毒抗疫物资保障单位**